Provtagningsanvisning Laktat i övriga kroppsvätskor – Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem inom Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg (skriv för hand under övriga analyser)
Provtagning	5 mL NaF/KOxalat rör (rekommenderas) eller Hep-Fluorid rör, grå propp. **Ska tas på is**. 
Förvaring/Transport	**OBS!** Transportera provet omedelbart **på is** till enheten för Klinisk Kemi Förvara provet på isbad och centrifugera inom 30 minuter efter provtagning. Överför till ett plaströr om analys inte sker i nära anslutning till centrifugering. Ledvätska kan förvaras i 5 timmar vid 2–8 °C. Frys vid längre förvaring.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Referensintervall	Aseptisk artrit 0,5–6,6 mmol/L Septisk artrit 8,0–14,0 mmol/L
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/Indikation	Vid misstänkt artrit

Kopia kan förekomma endast utskriftsdatumet

Revideringar

Datum	Revisions nummer	Ändring
2023-07-10	8	Lagt till rubriken revideringar.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet