

Provtagningsanvisning Svampodling - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss Cosmic (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboriemedicin Region Gävleborg). Ange kliniska data, eventuell immunosuppression samt eventuell antimykotikabehandling. OBS! Vid misstanke på Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Cladophialophora bantiana, Histoplasma capsulatum eller Paracoccidioides brasiliensis måste detta anges på remissen och provet vidarebefordras till annat laboratorium med säkerhetsklass 3.
Provtagning svamp	Jästsvamp och Aspergillus E-swab används vid provtagning av sår, faeces, öga och öra. Sekret från slemhinnor t.ex. svalg, mun, tunga, uretra, cervix, vagina. Procedo: Provtagningspinne CP480CE regular E-Swab rosa: artikelnr: 201515 Sterilt rör används för aspirat från nedre luftvägar, bröstmjölk, abscesser, punktat, urin och esofagusbiopsi (tillsatt några droppar koksaltlösning som förhindrar uttorkning). Procedo: Rör rund botten skruvlock 10 ml artikelnummer 1159356 Dermatofyter - skickas till <u>Akademiska laboratoriet</u> Prov, från hår, hud, naglar Provkärl: Glasrör beställs på fritext från OneMed Artikelnummer: 1109506 Sterilt provtagningsrör: Sökord i procedo: Rör rund botten skruvlock Artikelnummer 1088617

	Övrigt Övriga frågeställningar, inklusive direktmikroskopi och svampfrågeställning i likvor samt vävnadsbit/biopsi, skickas till, <u>Akademiska laboratoriet</u> Serologi, PCR, galactomannan, svampantigen betaglukan, svamp-DNA/sekvensering skickas till <u>Karolinska sjukhuset</u> .
Förvaring/Transport	Förvaras kylt i väntan på transport
Analyserande Laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Preliminärsvar tidigast: Efter ett dygn Slutsvar tidigast: Efter sju dygn Slutsvar senast: Efter 4 veckor
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kompletterande resistensbestämning kan efterbeställas upp till en vecka efter svar.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Resistensbestämning: Utförs alltid vid växt från blod och sterila lokaler, annars utförs resistensbestämning på begäran. I dessa fall skickas stammen till externt laboratorium.
Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstanke på jästsvamp eller Aspergillus infektion.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-05-24	9	Lagt till rubriken Revideringar.
2024-05-20	10	Uppdaterat information om remiss. Förändrat layout och tillägg av länkar.
2024-11-08	11	Sterilt rör konisk botten skruvlock gul Art.nr 231202 ersätts med rör rund botten skruvlock 10 ml artikelnummer 1159356 som uppfyller kraven för IVDR. Flyttar ett stycke från raden om Medicinsk bakgrund/Indikation till remiss. Detta efter en observation vid internrevision (DokumentID 14-855477). Ändrar till Elektronisk remiss Cosmic.