

## Provtagningsanvisning Histopatologi Temporalis - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	<p>Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller <a href="#">remiss PAD histopatologi</a></p> <p>OBS! Då diagnosen temporalisarterit kräver snabbt omhändertagande och därmed snabb diagnos är det ett krav att markera remissen som "SNABB", detta för att materialet ska gå i snabbflödet på laboratoriet. I annat fall behandlas materialet enligt rutinflöde.</p>
Provtagning	<p>Remiss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adekvat information             <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ av symtom</li> <li>- symtomduration</li> <li>- kliniska fynd</li> <li>- ev differentialdiagnostiska överväganden</li> </ul> </li> </ul> <p>Provet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ta en längre bit av kärlet över det ömmande eller palpabla området. Inflammation är ofta fokalt och med en mycket liten kärbit kan man missa diagnosen.</li> </ul>
Förvaring/Transport	För histologi: Fixeras minst 24 timmar i 4 % formaldehyd 10x preparatet i rumstemperatur.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk patologi och cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Snabbsvar inom 5 arbetsdagar
Akrediterad	Nej
Efterbeställning	Vid eventuell efterbeställning, kontakta Patologen
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja

Kommentarer/Övrig	Inga övriga kommentarer
Medicinsk bakgrund/indikation	Histopatologisk undersökning av Temporalisartär är en metod för att påvisa förekomst av inflammation i små artärgrenar (arterit). Biopsimaterial undersöks med ljusmikroskopisk teknik. Vanligaste indikationen för biopsitagning är temporalisarterit.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet