


Provtagningsanvisning Kalium, U-, tU- Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss Remiss 1 Bassortiment Region Gävleborg
Provtagning	<p>Fyll upp till 8 mL urin, i 10 mL plaströr vid stickprov eller av välblandad dygnsmängd.</p>  <p>Rund botten skruvlock 10 ml Artnr 1159356 i Proceedo Tillverkarens artikelnr: 62.610.201</p> <p>Vakuurnör V-Monovette urin Z 10 mL Artnr 1030231 Tillverkarens artikelnr:11.2452.001</p> <p>Viktigt! Ange dygnsmängd vid urinsamling.</p>
Förvaring/transport	Urin hållbart 2 veckor i rumstemperatur 2 veckor i kyl
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Referensintervall	Dygnsmängd: 25–125 mmol/d Stickprov: Referensintervall saknas
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Ej tillämpligt
Patientinformation	Se Insamling av dygnsmängd urin - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Kostberoende

Medicinsk bakgrund/indikation	<p>Indikation: Bedömning av kaliumbalansen, t.ex. vid behandling med kaliumsänkande diuretikum</p> <p>Bestämning av kaliumutsöndringen i urin kan vara ett komplement till plasmabestämningar vid påvisad rubbning av plasmanivån.</p>
-------------------------------	--

Revideringar

Datum	Revisions nr	Ändring
2022-05-27	10	Lagt till rubriken Revideringar. Uppdaterat länk till patientinformation. Flyttat avsnitt indikation till medicinsk bakgrund.
2024-09-27	11	Rör med rund botten skruvlock, 10 ml och 13 ml, ersätts med ett nytt provrör 10 mL. Se godkända provrör under Provtagning. Mindre justering av titel. Förtydligat att dygsmängd anges vid urinsamling.

Kopians giltighet garanteras enligt Skriftsamfundets uttalande