

Provtagningsanvisning Kärlkateter, odling - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	<p>Remiss: Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboriemedicin Region Gävleborg)</p> <p>Anamnes: Beskriv aktuella besvär, ev immunsuppression, grundsjukdom, antibiotikabehandling och ev allergi mot antibiotika.</p>
Provtagning	<p>Provtagningsmaterial: Rör rund botten skruvlock 10ml Artikelnr i procedo: 1159356</p> <p>Utförande: Innan katetern avlägsnas desinficeras huden vid insticksstället noggrant. Låt huden torka innan katetern dras ut. Klipp av 5 cm av kateterns spets med steril sax. För över spetsen till det sterila röret. Tillsätt ett par droppar koksalt för att förhindra uttorkning.</p>
Förvaring/Transport	Förvaras kylt. Transporteras snarast till laboratoriet.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Positiva svar lämnas så snart eventuell växt framkommit, negativa svar efter 10 dagar
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej

<p>Kommentarer/Övrig upplysning</p>	<p>Intravasala katetrar kan infekteras genom att bakterier/jästsvamp växer in från insticksstället längs katetern, genom att bakterier/jästsvamp fastnar på katetern i samband med bakteriemi/sepsis eller genom att de tillförs via infartsvägarna. De bakterier som fastnat på en venkateter kan vanligen inte elimineras med antibiotika, och den infekterade katetern utgör ett fokus från vilket bakterier sprids med blodet.</p>
<p>Medicinsk bakgrund/Indikation</p>	<p>Odling från kateterspets ska bara utföras när en kateter avlägsnas p.g.a. misstanke om kateterrelaterad infektion i blodbanan. Diagnostiken bygger på att samma mikroorganism återfinns i både odling från kateterspetsen och i blododling.</p> <p>Vid misstanke om lokal hudinfektion vid instickstället ska en vanlig sårodling tas.</p>

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-09-04	7	Bytt namn från katererspets till kärkateter. Lagt till rubriken revideringar. Lagt till text under flera rubriker.
2024-08-27	8	Tagit bort rör med konisk botten då detta rör inte fungerar i automationen.
2024-09-26	9	Bytt artikelnummer på provrör