


Provtagningsanvisning BAS-test - Instruktion - Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning BAS-test	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KKTM Gävle	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare TM	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KKTM Gävle
Diarienummer: Ej tillämpligt		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

BAS-test

Alternativa sökord	Förenlighetsprovning, BAS-test
Remiss	Remiss Blodcentralen
Provtagning	<p>ID-kontroll utförs enligt SOSFS 2009:29</p> <p>7 mL EDTA-rör, lila propp</p>  <p>Kan tas kapillärt: 500 µl EDTA-rör, lila propp</p> <p>Ange provtagningsdatum och tid. Ange datum och klockslag för önskad svarstid.</p>
Förvaring/transport	<p>Prov kan förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Provet får användas för analys inom 2 kalenderdygn. Provtagningsdag är kalenderdygn 1 oavsett provtagningsstid. Provet ska snarast lämnas till blodcentralen eller sändas med nästa ordinarie transport. Prov kan transporteras i 4–25 °C</p>
Analyserande laboratorium	Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	<p>Akuta prover: inom 60 minuter. Rutinprover svaras ut kontinuerligt dygnet runt. Vid oklarhet kontaktas beställare och prov skickas för utredning till Blodcentralen Uppsala.</p>
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Om BAS-testen blir positiv (ej godkänd) utförs automatiskt en utvidgad analys för antikroppsidentifiering.

	För patienter som fått Rh-profylax används BAS-test med RhD negativ panel i Gävle och Hudiksvall.
Medicinsk bakgrund/indikation	<p>BAS-test = Blodgruppskontroll och antikroppsscreening.</p> <p>Förenlighetsprövning inför transfusion till patient utan påvisade antikroppar.</p> <p>Giltigt 5 kalenderdygn från provtagningsdatum, oavsett provtagningstid.</p> <p>För spädbarn < 4 månader är BAS-test giltig t.o.m. den dag barnet blir 4 månader.</p>

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Vid behov av kommunikering om ändringar i dokumentet utses relevanta kvalitetssamordnare som extra uppföljare på dokumentet. Dessa ansvarar sedan för att ändringarna kommuniceras inom berörda verksamhetsområden.

Medverkande och granskare

Dokumentet är framtaget i samarbete med och granskat av transfusionsmedicinsk samordnare och medicinskt ansvarig/sakkunnig person.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2026-06-08	1	Nytt dokument p.g.a. ny dokumentstyrning, ersätter 09-63919. Strukturert om texten så att den följer senaste mall för provtagningsanvisning.