



## Provtagningsanvisning Serum för frysning - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Frysning, Frysprov serum. (Reservrutin pappersremiss, Remiss 3, Laboratoriemedicin Region Gävleborg.)
Provtagning	<p>5-7 mL venblod i rör utan tillsats, gul eller röd propp</p> <p>BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566 eller art. nr. 368498</p>  <p>eller</p> <p>BD Vacutainer –serumrör art. nr. 367819 eller art. nr. 369032</p> 
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Ej tillämpligt
Akrediterad	Ej tillämpligt
Efterbeställning	Ja, inom ett år. Kontakta laboratoriet om efterbeställning önskas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Provet förvaras fryst (-70 °C) i ett år

Medicinsk bakgrund/indikation	Ej tillämpligt
----------------------------------	----------------

## Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-04-24	4	Lagt till rubrik revideringar. Förtydligat beställning med elektroniska remisser.
2023-05-04	5	Rättat skrivfel i stycke Remiss
2024-04-03	6	Ändrat rekommenderad provvolym samt lagt till rör och art. nr. för provtagning. Nya bilder på rören från Proceedo.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatum