

Provtagningsanvisning *Neisseria gonorrhoeae* (Gonokocker), odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (Gonokocker), odling	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Neisseria gonorrhoeae (Gonokocker), odling

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Genital diagnostik. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg)
Provtagning	E-swab provtagningsset, Sökord i procedo: <i>e-swab</i> Provtagningspinne CP480CE regular E-Swab rosa: Artikelnr: 201515  Provtagningspinne CP483CE Uretra E-Swab orange: Artikelnr: 201514  Sekret från uretra, cervix och/eller rektum. Sekret från konjunktiva, sekret från svalg. Uretra: Patienten bör ej ha kissat under de sista tre timmarna före provtagningen. För in pinnen 1–2 cm i uretra, rotera försiktigt och låt pinnen suga upp sekret. Stoppas ner pinnen i transportsubstratet Cervix: Torka först ren cervix från mucus. Roterar provtagningspinnen i cervix och stoppa därefter ner den i transportsubstratet. Rektum: Vid behov töm tarmen innan provtagningen. För in pinnen 2–3 cm i rektum. Snurra pinnen mot väggarna i rektum. Undvik att få med för mycket avföring då det kan störa analysen. Stoppa ner pinnen i transportsubstratet. Svalg: Skrapa pinnen mot både tonsillerna. Undvik att vidröra tunga och slemhinnor. Stoppa ner pinnen i transportsubstratet. Konjunktiva: Rengör ögat och rulla pinnen kraftigt längs insidan av nedre ögonlocket. Stoppa ner pinnen i transportsubstratet
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport. Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi, Gävle sjukhus

Instruktion

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Neisseria gonorrhoeae (Gonokocker), odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

3(3)

Dokument ID: 09-891605

Giltigt t.o.m.: 2027-08-21

Revisionsnr: 1

Referensintervall	Ej tillämpligt.
Svarstid	Negativa prov besvaras efter 2 dygn.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämpligt.
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	OBS! Screening för gonorré sker med PCR, se anvisning. Odling tas av Könsmottagningen, Gävle vid övertagande efter positiv screening. Växt eller ingen växt av Neisseria gonorrhoeae. Alla isolat skickas för resistensbestämning till Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset Örebro.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om infektion med gonokocker. Odling för typning och resistensbestämning efter positiv screening.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metod- och medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-07-21	1	Nytt dokument anpassat efter ny dokumentstyrning. Ersätter dok. 09-142815. Ändrat till journalsystem Cosmic samt lagt till sökväg i Cosmic. Lagt till provtagning av rectum, svalg och konjunktiva. Tagit bort att alla isolat testas för betalaktamasproduktion.