


Upprättare: Liselotte A Kax

Bildremiss hudtumör - Instruktion bildlagring i Picsara via PMO

- Öppna Picsara via "Innehåll/integrerade program och länkar/Picsara", välj Nytt Case i Picsara, uppe till höger.
- Ny dialogruta öppnas, välj nytt case, klicka OK.



- Sätt i minneskortet i kortläsare.
- En dialogruta om Minneskort/flyttbar disk visas, klicka JA.
- Bilderna ska nu visas i Picsara (*i ett externt fönster, övervakad enhet*)
- ***Om du inte får fram bilderna direkt i externt fönster, övervakad enhet" så beror det på att kortläsaren inte är installerad i Picsara som övervakad enhet.***



- Dra in bilden/bilderna i Picsara (*caset*).
- Mätningar kan göras vid behov (*se annan instruktion eller film*)
- Dokumentera följande i textinformationsfliken (*två tvingande fält*):
 - Dokumentationsobjekt (*det du fotat*)
 - Patienten medger bildanvändning utanför journalen
- Notera Picsara ID på bildremissen (*finns att hitta i fliken Systeminformation*)
- Signera (*lås på hänglåset*) annars finns risk för att av misstag ta bort bilder. Svara OK på frågan.
- Avsluta Picsara med krysset högst upp till höger i Picsara

Kom ihåg:

Radera bilderna på minneskortet då fort de är inlagda i Picsara