

# Provtagningsanvisning Keratitodling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

<b>Titel:</b> Provtagningsanvisning Keratitodling	<b>Dokumentkategori:</b> Instruktion	<b>Omfattning:</b> Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
<b>Dokumentägare:</b> Biträdande vårdenhetschef KML	<b>Dokumentansvarig:</b> Kvalitetssamordnare KML	<b>Beslutsinstans:</b> Biträdande vårdenhetschef KML
<b>Diarienummer:</b> Ej tillämpligt.		<b>Datum för översyn:</b> Se giltigt t.o.m.

## Keratitodling

Remiss	<p>Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Sår och övriga sekret. Alt. hittas via sökfunktionen.</p> <p>Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg)</p>
Provtagning	<p>Skall göras av ögonläkare.</p> <p>Provtag först för konjunktivalodling med E-swab. Därefter provtas keratithården först med E-swab och därefter med främmandekroppsinstrument. Material utstrykes på agarplattor som skickas tillsammans med e-swab och provtagningspinne i buljong.</p> <p><b>OBS! Undvik förorening vid provtagning! Rengör provtagningsområde innan provtagning.</b></p> <p>Stor vikt för resultatet att provtagningen utförs på rätt sätt, var god se, <a href="#">Utförlig provtagningsanvisning Keratitodling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg</a></p>
Förvaring/transport	Skicka snarast till laboratoriet. Förvara provmaterialet i rumstemperatur i väntan på och under transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Preliminärt odlingsfynd tidigast efter ett dygn. Slutsvär efter 12-14 dygn.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om kontaktlinskeratit misstänks bör lins skickas till laboratoriet, antingen skickas hela kontaktlinsbehållaren eller linsen i ett sterilt rör med en droppe steril koksalt.</li> <li>Om diagnostik för klamydia och gonokocker önskas, provtag med <i>Cobas® PCR Media Uni Swab Sample Kit</i> enligt provtagningsanvisning <a href="#">Provtagningsanvisning</a></li> </ul>
Kommentarer/övrig upplysning	

	<p><a href="#">Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae PCR - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg.</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>För virusanalyser, provtag för detta enligt Akademiska laboratoriets provtagningsanvisningar <a href="http://www.labhandbok.se/">http://www.labhandbok.se/</a> och fyll i deras remiss <a href="https://www.akademiska.se/for-vardgivare/verksamhetsomraden/akademiska-laboratoriet/provtagningsanvisningar2/remisser/">https://www.akademiska.se/for- vardgivare/verksamhetsomraden/akademiska- laboratoriet/provtagningsanvisningar2/remisser/</a></li> <li>För acantamöbadiagnostik, provtag för detta enligt folkhälsomyndighetens provtagningsanvisningar <a href="#">Acanthamoeba (Odling) — Folkhälsomyndigheten</a> <a href="#">Acanthamoeba (PCR) — Folkhälsomyndigheten</a> och fyll i deras remiss <a href="#">Remiss för speciell diagnostik — Folkhälsomyndigheten</a></li> </ul>
Medicinsk bakgrund/indikation	Vid misstanke om keratit orsakad av bakterier (ej Chlamydia trachomatis eller Neisseria gonorrhoeae) eller svamp.

## Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Vid behov av kommunikering om ändringar i dokumentet utses relevanta kvalitetssamordnare som extra uppföljare på dokumentet. Dessa ansvarar sedan för att ändringarna kommuniceras inom berörda verksamhetsområden.

## Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

## Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-08-29	1	Nytt dokument utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok. 09-261519. Ändrar till journalsystem Cosmic och lägger till sökväg i Cosmic. Bytt länk till utförlig provtagningsanvisning Keratitodling samt ny provtagningsanvisning Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae PCR.
2026-04-20	2	Förtydligt att provmaterialet ska skickas till laboratoriet rumstempererat samt administrativa ändringar. Uppdaterat länkar.