


## Provtagningsanvisning Norovirus (Calici) - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboratoriemedicin Region Gävleborg)
Provtagning	Faecesburk med sked, provmaterial 1-2 ml 
Förvaring/Transport	Transporteras snarast till laboratoriet. Förvaras kylt i väntan på transport
Analyserande laboratorium	Enheten för Mikrobiologi Gävle sjukhus samt Klinisk Kemi Hudiksvalls och Bollnäs sjukhus
Referensintervall	Norovirus genogrupp I <b>Påvisat/Ej påvisat</b> Norovirus genogrupp II <b>Påvisat/Ej påvisat</b>
Svarstid	Utförs dagligen 8-16, svarstid inom denna tidsram är 2-4 timmar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ingen
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Metoden sker genom nukleinsyrapåvisning (PCR) Norovirus GI- och norovirus GII utförs alltid tillsammans.  Hygieniska åtgärder för att förhindra spridning av norovirus bör vidtagas. Kontakta Vårdhygien.  Faeces är rekommenderat provmaterial, men virus kan även påvisas i kräkning(ej ackrediterat provmaterial).
Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstanke om viral gastroenterit. Epidemiologisk övervakning.

Datum	Revisionsnummer	Ändring
2022-12-16	3	Lagt till rubriken revideringar. Ändrat titel. Ändrat slutgranskare. Lagt till ny text under remiss. Lagt till rader för likstämmighet med övriga provtagningsanvisningar.
2023-10-02	4	Analysen utförs nu även i Bollnäs, ändrat svarstid.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet