

Underhållsprotokoll i-STAT Patientnära analyser - Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg

MTA-nummer:.....

Elektronisk simulatorkontroll

Elektronisk simulatorkontroll ska utföras varje dag eller de dagar då patientprover analyseras.

Datum	Elektronisk simulator	Eventuell kommentar	Utfört av
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

Underhållsprotokoll i-STAT Patientnära analyser - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Sida 2

MTA-nummer:.....

Rengöring med hjälp av keramisk rengöringskassett

Keramisk rengöringskassett används vid behov. Till exempel vid felkod om ”kontaktfel detekterat”. Utförs i samband med elektronisk simulatorkontroll.

Datum	Keramisk rengöringskassett	Eventuell kommentar	Utfört av
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		

Kontroll av termisk sond

Kontroll av den termiska sonden bör utföras i samband med mjukvaruuppdatering som sker två gånger per år, i juni och december.

Datum	Kontroll av termisk sond	Resultat	Utfört av
	<input type="checkbox"/>	-0,1-+0,1 <input type="checkbox"/> Felkod: Kommentar:	
	<input type="checkbox"/>	-0,1-+0,1 <input type="checkbox"/> Felkod: Kommentar:	
	<input type="checkbox"/>	-0,1-+0,1 <input type="checkbox"/> Felkod: Kommentar:	
	<input type="checkbox"/>	-0,1-+0,1 <input type="checkbox"/> Felkod: Kommentar:	