

Provtagningsanvisning leverbiopsier med frågeställning om medicinska leversjukdomar - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning leverbiopsier	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef Klinisk patologi och cytologi (KPC)	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KPC	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KPC
Diarienummer: Ej tillämpligt		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Instruktion

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning leverbiopsier med frågeställning om medicinska leversjukdomar - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

2(3)

Dokument ID: 09-930264

Giltigt t.o.m.: 2027-02-19

Revisionsnr: 1

Remiss	Beställning via Cosmic. Reservrutin: pappersremiss (PAD histopatologi).
Provtagning	Provet: • Ca 2 cm långa biopsier • För att undvika att biopsierna fragmenteras under transporten läggs dessa mellan s.k pads före fixering. • Biopsier från olika lokalisationer placeras i numrerade burkar med varje preparats lokalisering angiven på burk och remiss Ange på anamnesen: • Ange antal biopsier • Adekvata uppgifter i förhållande till det prov som tas • Lokalisation – överensstämmande remiss och burkarnas numrering • Insändaren av provet bör ange indikationen för provtagningen (klinisk frågeställning och förmodad diagnos) samt resultat av "leverprover" (ASAT, ALAT, gamma-GT, ALP, virusserologi, autoantikroppar mm). Vidare bör anges alkoholkonsumtion, läkemedelsintag, diabetes och andra sjukdomar samt ev. övervikt i förekommande fall. • Frågeställning
Förvaring/transport	Provet fixeras i 4 % formaldehyd. Provet läggs i rikligt med lösning (10x preparatets volym).
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk patologi och cytologi. Konsultation på KS Huddinge Stockholm
Referensintervall	Ej tillämplig
Svarstid	Snabbsvar inom 5 arbetsdagar Rutin inom 20 arbetsdagar. N.B. Längre svarstid kan förekomma vid leverprover som skickas för konsultation. Ett preliminärt svar lämnas inom angivna dagar.
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Vid eventuell efterbeställning, kontakta Patologen
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Leverprover med frågeställning om medicinska leversjukdomar, behöver ofta skickas till referenslaboratorium för konsultation. Det brukar lämnas ett preliminärt svar innan materialet skickas vidare.

Instruktion

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning leverbiopsier med frågeställning om medicinska leversjukdomar - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

3(3)

Dokument ID: 09-930264

Giltigt t.o.m.: 2027-02-19

Revisionsnr: 1

Medicinsk
bakgrund/indikation

Leverbiopsier där det finns frågeställning om medicinska leversjukdomar.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Vid behov av kommunikering om ändringar i dokumentet utses relevanta kvalitetssamordnare som extra uppföljare på dokumentet. Dessa ansvarar sedan för att ändringarna kommuniceras inom berörda verksamhetsområden.

Medverkande och granskare

Dokumentet har granskats av medicinsk rådgivare.

Senaste revideringar

Datum	Revisions- nr	Ändring
2026-02-12	1	Nytt dokument.