


Provtagningsanvisning Gravidscreening - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Här ingår HIV, HBsAg, anti-HCV och Syfilis

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Serologi, Gravidscreen. (Reservrutin pappersremiss, Remiss 3, Laboriemedicin Region Gävleborg.)
Provtagning	<p>7 mL venblod i gelrör, gul propp. BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566</p>  <p>Prov kan tas kapillärt. BD microtainer-rör med gel, gul propp art. nr. 365968</p>
Förvaring/transport	Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på nästa transport. Ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 24 h.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Analysen utförs vardagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kontakta laboratoriet om efterbeställning önskas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Besvaras negativt eller positivt. Tolkning följer alltid med svaret när någon analys är positiv.
Medicinsk bakgrund/indikation	Se enskilda provtagningsanvisningar för Hepatit B, Hepatit C, HIV och Syfilis.

Medicinsk bakgrund/ indikation	Gravidscreening enligt föreskrifter (SOSFS 2004:13).
-----------------------------------	--

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2022-09-16	6	Lagt till rubrik revideringar. Beslut från HSD att anti-HCV ska ingå i gravidscreening.
2023-03-23	7	Förtydligat beställning med elektroniska remisser.
2023-05-04	8	Ändrat till Remiss 3
2024-04-03	9	Tar bort rekommendation av rör utan gel (röd propp) vid provtagning då de ej kommer att kunna centrifugeras på p471 i den nya automationen pga. lägre rekommenderat g-tal. Läger till rörtyp och art. nr. för provtagning.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet