

Inhalationsläkemedelskort - Ordination i hemmet/VÅBO

Namn och datum

	Läkemedel och styrka	Antal doser och hur ofta	Vad gör läkemedlet
REGELBUNDEN BEHANDLING			

VID BEHOV			

INHALATIONS-HJÄLPMEDEL	Andningsbehållare <input type="checkbox"/> OptiChamber <input type="checkbox"/> Vortex <input type="checkbox"/> Annan _____
	<input type="checkbox"/> Med mask <input type="checkbox"/> Utan mask

Kort bruksanvisning – gör såhär för att ta en dos av sprayinhalator med andningsbehållare med eller utan mask

1. Ta bort skyddshylsorna på din andningsbehållare samt på din sprayinhalator.
2. Om du använder mask på din andningsbehållare: placera masken på munstycket och vrid den varsamt till den sitter fast.
3. Skaka sprayen och sätt därefter in den i andningsbehållaren alternativt sätt dit den först och skaka sedan.
4. Sätt munstycket/masken i/till munnen.
5. Tryck en gång på sprayinhalatorn för att mata fram en dos.
6. Påbörja normala andetag direkt via munnen och inhalera i andningsbehållaren. Vuxna och barn > 18 månader tar 5 andetag per dos. Barn < 18 månader tar 8 andetag per dos.
7. Upprepa stegen 2-5 om flera puffar ska tas vid samma tillfälle.
8. Rengör andningsbehållaren enligt medföljande instruktioner.

Kort om rengöring av andningsbehållare

Följ tillverkarens instruktioner. Rengör regelbundet. Ta isär delarna. Vortex kan diskas i diskmaskin, OptiChamber kan inte diskas i diskmaskin utan rengörs i varmt vatten med lite diskmedel i (10 min), och sköljs därefter noggrant med rinnande vatten. Lufttorkas innan montering.

Läs mer på

www.medicininstruktioner.se www.fass.se
<https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-var-dandvard/kunskapsstod-och-rutiner/lakemedel/dokument-rutiner-och-blanketter/>