


Provtagningsanvisning Syfilis - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Antikroppar mot *Treponema pallidum*

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Serologi, Syfilis. (Reservrutin pappersremiss, Remiss 3, Laboriemedicin Region Gävleborg.)
Provtagning	<p>7 mL venblod i gelrör, gul propp. BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566 Även 5 ml rör art. nr. 368498 kan användas.</p>  <p>Prov kan tas kapillärt. BD microtainer-rör med gel, gul propp art. nr. 365968</p>
Förvaring/transport	Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på nästa transport. Ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 24 h.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle sjukhus
Referensintervall	Negativt svar
Svarstid	Analysen utförs vardagar
Akrediterad	Ja
Efterbeställning	Kontakta laboratoriet om efterbeställning önskas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Besvaras negativt eller positivt. Vid positiv analys skickas provet för kompletterande utredning och verifiering till KS och slutbesvaras med tillägg av verifieringsanalyserna och tolkning.

Medicinsk bakgrund/ indikation	<p>Syfilis orsakas av den intracellulära gramnegativa bakterien <i>Treponema pallidum</i> (TP). Syfilis överförs framförallt sexuellt. Bakterien kan även överföras från mamma till foster under graviditet eller förlossning.</p> <p>Misstanke om syfilis, ingår i gravidscreening och blodgivarscreening. Testet påvisar anti-<i>Treponema pallidum</i>antikroppar.</p>
Medicinsk bakgrund/ indikation	

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-02-24	4	Återaktivering. Lagt till rubrik revideringar. Förtydligat beställning med elektroniska remisser. Tagit bort information i medicinsk bakgrund.
2023-04-06	5	Ändring under Remiss och under Medicinsk bakgrund
2023-05-04	6	Ändrat till Remiss 3
2024-04-03	7	Tar bort rekommendation av rör utan gel (röd propp) vid provtagning då de ej kommer att kunna centrifugeras på p471 i den nya automationen pga. lägre rekommenderat g-tal. Lägger till rörtyp och art. nr. för provtagning.