

Provtagningsanvisning Hepatit A - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Hepatit A	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Antikroppar mot Hepatit A

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Smittester. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 3, Laboratoriemedicin Region Gävleborg)
Provtagning	7 mL venblod i gelrör, gul propp. BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566 Även 5 ml rör art. nr. 368498 kan användas.  Prov kan tas kapillärt. BD microtainer-rör med gel, gul propp art. nr. 365968
Förvaring/transport	Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på nästa transport. Ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 24 h.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Analysen utförs vardagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kontakta laboratoriet om efterbeställning önskas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Tolkning följer alltid med svaret när någon analys är positiv. Vid positivt svar i S--HAV-ak (IgG+IgM) utförs analys av S--HAV-ak IgM för att se om infektionen är aktuell eller om patienten är immun. Positiva S--HAV-ak IgM skickas för S--HAV-RNA påvisning för att verifiera pågående infektion.
Medicinsk bakgrund/indikation	Hepatit A är den vanligaste formen av akut virushepatit. Viruset överförs fekalt-oralt och överförs via mat och vatten främst i regioner med dålig hygienisk standard. Har man vaccinerat sig

Medicinsk bakgrund/indikation	eller genomgått sjukdomen kan HAV-ak IgG vanligtvis påvisas livet ut. HAV-ak IgM kan alltid påvisas vid sjukdomens debut och försvinner vanligen 3–4 månader senare. Tas vid misstanke om tidigare eller pågående Hepatit A-infektion och kontroll efter Hepatit A-vaccination.
----------------------------------	--

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Dokumentet är framtaget i samarbete med och granskat av metodansvarig samt granskat av medicinskt ansvarig. Revision 1 av detta dokument även granskat av Systemadministratör CGM Analytix.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-03-19	1	Nytt dokument anpassat utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok 09-79827. Ändrat till elektronisk remiss Cosmic.
2025-12-02	2	Uppdaterat trivialnamn enligt nya rekommenderade rapportnamn.