

Provtagningsanvisning Svalgodling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Svalgodling	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Odling för betahemolyserande streptokocker

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Luftvägsdiagnostik. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg) Anamnes: Ange grundsjukdom, beskriv aktuella besvär, ev. immunsuppression, antibiotikabehandling och ev. allergi mot antibiotika. Ange frågeställning. Vid misstanke om difteri, infektion med <i>Fusobacterium necrophorum</i> eller arcanobakterier och Angina Vincenti, måste detta anges på remissen, var god se separata provtagningsanvisningar.
Provtagning	E-swab provtagningsset Sökord i proceedo: e-swab Provtagningsmaterial: Provtagningspinne CP480CE regular E-Swab rosa: Artikelnr: 201515  Provtagningspinne CP483CE Uretra E-Swab orange: Artikelnr: 201514  Provtagningspinne CP482CE nasopharynx E-Swab blå: Artikelnr: 201520  Pressa provtagningspinnen mot vardera tonsillen och för den upp och ner ett par gånger. Om membraner täcker tonsillen förs pinnen in under membrankanten. Undvik att vidröra tunga och uvula.
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport.

Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Preliminärsvartidigast: Efter ett dygn Slutsvartidigast: Efter ett dygn
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Bakteriella svalginfektioner domineras av beta-hemolyserande grupp A-streptokocker. Sambandet mellan grupp C- och G-streptokocker och svalginfektioner är inte lika entydigt. PcV är förstahandsmedel vid behandling av streptokocktonsilliter. Resistens mot betalaktamantibiotika hos streptokocker grupp A, C och G är ovanligt eller har ännu inte beskrivits.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om infektion med eller bärarskap av betahemolyserande streptokocker.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-08-18	1	Nytt dokument utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok. 09-71313. Ändrar till journalsystem Cosmic och lägger till sökväg i Cosmic.