


Patientanvisning för provtagning av kalprotektin





VÄNLIGEN LÄS NOGA HELA PROVTAGNINGSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR

- Öppnad CALEX Cap röret med buffert kan förvaras i rumstemperatur tills utgångsdatum tryckt på etiketterna. **Viktigt** att CALEX Cap rör är rumstempererat när provet tas!
- Efter provtagning ska provröret förvaras i kyl 2–8°C tills provet lämnats in till laboratoriet för analys inom 3 dagar.
- Märk röret med medföljande provetikett där ditt namn och personnummer finns med. **Skriv även datum för provtagning på etiketten.**
- Faeces från dagens första tarmtömning är rekommenderat.
- Om vätskebufferten spills ut, be om ett nytt CALEX Cap rör.
- Lämna provet på din hälsocentral eller lab. så snart som möjligt inom 3 dagar.
- **OBS!** Är avföringen rinnig/flytande så skall det samlas i en burk utan tillsats (buffert) – CALEX Cap rör skall ej användas!



PROVTAGNING

- ✓ Bra att kissa först och spola.
- ✓ **Använd ett rent kärl** (ex papper från kit eller toalettpapper, papptallrik) för uppsamlande av faeces så att den inte kommer i kontakt med vattnet i toaletten.
- ✓ Håll röret med den vita korken uppåt enligt bild.
- ✓ Vrid korken medsols och dra den samtidigt försiktigt uppåt för att ta av den. På den vita korken sitter provtagningspinnen.
- ✓ **Skruva ALDRIG av den BLÅ korken!** Extraktionsbufferten kan orsaka allergisk hudreaktion. Vid eventuell hudkontakt, skölj omedelbart med generösa mängder vatten.
- ✓ Doppa provtagningspinnen i faeces och vrid samtidigt runt den tills faeces samlas upp i skårorna, upprepa detta 3–5 ggr på olika ställen i avföringen.
- ✓ Sätt försiktigt tillbaka pinnen i CALEX röret med vätska och tryck till ordentligt tills du känner **klick**. Läggs den i avsedd påse från kit.
- ✓ **Obs!** Den vita korken går ej att öppna efter att den tryckts ned helt.



Förvara provröret i kyl 2–8°C tills du lämnar in det till din hälsocentral eller lab för analys.