

Provtagningsanvisning tracheal- och bronksekret, odling - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Kvantitativ aerob odling

Remiss	<p>Remiss: Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboratoriemedicin Region Gävleborg)</p> <p>Anamnes: Ange grundsjukdom, beskriv aktuella besvär, ev immunosuppression, antibiotikabehandling och ev allergi mot antibiotika.</p> <p>Vid misstanke om actinomykos, nocardios, brucellos eller tularemi ska detta alltid framgå på remissen. Vid misstanke om infektion med mykobakterier, legionella, chlamydophila eller mycoplasma, se separata provtagningsanvisningar.</p>
Provtagning	<p>Provtagningsmaterial Rör rund botten skruvlock 10ml Artikelnr i procedo: 1159356</p> <p>Trachealsekret: Provtagning sker med sugkateter genom trakealtub. Aspirerat material uppsamlas i sterilt rör. Undvik kontakt med hud och trakeostomaöppningen vid provtagningen. Om sekret saknas kan spetsen av sugkatetern, avklippt med steril sax, sändas i ett sterilt rör.</p> <p>Bronksekret: Prov tas i samband med bronkoskopi och aspirerat material skickas i ett sterilt rör.</p>
Förvaring/Transport	Transporteras omgående till laboratoriet, förvaras kylt i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus

Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Slutsvar vanligen inom 2-3 vardagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Odlingen är kvantitativ men vid förekomst av ordinär luftvägsflora anges ej kvantitet. Växt av luftvägspatogener rapporteras med resistensbestämning.
Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstanke om bakteriellt orsakad nedre luftvägsinfektion.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-09-04	3	Tydligare beskrivning vad som ska anges under anamnes
2024-09-26	4	Bytt artikelnummer på provrör