


Provtagningsanvisning HIV - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning HIV	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Metodansvarig KKTM	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Antikroppar mot HIV-1 och 2 och HIV-1 antigen

Remiss	<p>Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Smittester. Alt. hittas via sökfunktionen.</p> <p>Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 3, Laboratoriemedicin Region Gävleborg)</p>
Provtagning	<p>7 mL venblod i gelrör, gul propp. BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566 Även 5 ml rör art. nr. 368498 kan användas.</p>  <p>Prov kan tas kapillärt. BD microtainer-rör med gel, gul propp art. nr. 365968</p>
Förvaring/transport	<p>Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på nästa transport. Ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 24 h.</p>
Analyserande laboratorium	<p>Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle sjukhus</p>
Referensintervall	<p>Negativt svar</p>
Svarstid	<p>Analysen utförs vardagar. Positivt svar preliminärbesvaras per telefon till inremitterande läkare.</p>
Ackrediterad	<p>Ja</p>
Efterbeställning	<p>Kontakta laboratoriet om efterbeställning önskas.</p>
Patientinformation	<p>Ej tillämpligt</p>
Biobanksprov	<p>Ja</p>
Kommentarer/övrig upplysning	<p>Besvaras negativt eller positivt.</p> <p>Positivt prov skickas till Akademiska Sjukhuset, Uppsala för verifiering och slutsvaras skriftligt med tillägg av verifieringsanalyserna och tolkning.</p> <p>Positivt prov ska som regel följas upp med ett kontrollprov för att utesluta provförväxling.</p>

Medicinsk bakgrund/indikation	<p>Humant immunbristvirus (HIV) tillhör familjen retrovirus och orsakar Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Två typer av viruset finns, HIV-1 och HIV-2.</p> <p>HIV sprids med blod och blodprodukter, sexuellt, från mor till foster/nyfött barn samt vid amning.</p> <p>Analysen detekterar HIV-1 p24-antigen och antikroppar mot HIV-1 och HIV-2.</p> <p>För att utesluta HIV-1-smitta rekommenderas 6 veckors uppföljningstid efter misstänkt smittotillfälle. Vid misstanke om HIV-2-smitta rekommenderas 12 veckors uppföljningstid. För mer information se Smittskyddsblad – Smittskyddsläkarföreningen</p>
-------------------------------	---

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Dokumentet är framtaget av kvalitetssamordnare i samarbete med metodansvarig. Senaste revisionen har tagits fram och granskats av metodansvarig och medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-03-19	1	Nytt dokument anpassat utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok 09-79832. Ändrat till elektronisk remiss Cosmic.
2026-02-20	2	Dokumentansvar tas över av metodansvarig. Anger enbart funktion på medverkande och granskare, tar bort namn. Omarbetat text under ”Medicinsk bakgrund/indikation”.