

Provtagningsanvisning Cytologi Blåssköljvätska - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Cytologi Blåssköljvätska	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef Klinisk patologi och cytologi (KPC)	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KPC	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KPC
Diarienummer: Ej tillämpligt		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Instruktion

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Cytologi Blåssköljvätska - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

2(3)

Dokument ID: 09-928468

Giltigt t.o.m.: 2027-02-13

Revisionsnr: 1

Remiss	Beställning via Cosmic. Reservrutin (t.ex. vid datastopp): pappersremiss (Allmän cytologi).
Provtagning	Använd: • Flaska med skruvlock 100 mL • Flaska med skruvlock 250 mL • Etanol 50 % Blåssköljvätska: Provet tas under cystoskopering med fysiologisk koksaltlösning sedan patienten tömt blåsan. Efter provtagningen tappas vätskan upp på tom plastflaska/plastburk och motsvarande volym etanol 50 % tillsätts. Kastad/tappad urin (Blåsurin): Provet tas på morgonen sedan patienten tömt blåsan på natturin och fått dricka flera glas vatten. Rengöring av urethramynningen rekommenderas. Efter provtagningen tappas vätskan upp på tom plastflaska/plastburk och motsvarande volym etanol 50 % tillsätts. Ange på remissen om urinen är "kastad" eller "tappad" vilket har betydelse för utvärdering av de mikroskopiska fynden. Av samma anledning meddelas om patienten bär kateter, provet är taget i samband med cystoskopi eller annat operativt ingrepp. Lämplig total provmängd 100mL (inklusive etanol). Elektronisk remiss/Pappersremiss: Fyll i elektronisk remiss/ pappersremiss med adekvata uppgifter om kliniska fynd och frågeställning. Kom ihåg att skriva ditt namn, klinik och sjukhus. Ange antal burkar på elektroniska remissen/pappersremissen. Vid förfrågningar kontakta vår enhet, tfn 026-15 55 55 eller 026-15 75 92.
Förvaring/transport	Vätskan ska förvaras i kylskåp.
Analyserande laboratorium	Enheten för klinisk patologi och cytologi

Instruktion

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Cytologi Blåssköljväska - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

3(3)

Dokument ID: 09-928468

Giltigt t.o.m.: 2027-02-13

Revisionsnr: 1

Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Vanligen inom 5 arbetsdagar (måndag-fredag)
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	OBS! För optimal kvalitet, bör alla prov fixeras vid provtagningsstillfället. Prov som inkommer efter kl. 15.00 till Klinisk Patologi och Cytologi, måste fixeras vid provtagningsstillfället.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstänkt malignitet pga makrohematuri/fynd vid bilddiagnostik. Uppföljning av tidigare/pågående malignitets-sjukdom i urinvägarna.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Vid behov av kommunikering om ändringar i dokumentet utses relevanta kvalitetssamordnare som extra uppföljare på dokumentet. Dessa ansvarar sedan för att ändringarna kommuniceras inom berörda verksamhetsområden.

Medverkande och granskare

Dokumentet har granskats av cytodiagnostiker och medicinsk rådgivare.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2026-02-03	1	Nytt dokument p.g.a. ny dokumentstyrning, ersätter dokument 09-76747. Ändrat till att pappersremiss endast är reservrutin. Förtydligat under upplysning att prov behöver fixeras vid provtagningsstillfället.