


Provtagningsanvisning Hepatit C - Hälso- och Sjukvård Region Gävleborg

Antikroppar mot Hepatit C virus

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Serologi, Hepatit C. (Reservrutin pappersremiss, Remiss 3, Laboriemedicin Region Gävleborg.)
Provtagning	<p>7 mL venblod i gelrör, gul propp. BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566 Även 5 ml rör art. nr. 368498 kan användas.</p>  <p>Prov kan tas kapillärt. BD microtainer-rör med gel, gul propp art. nr. 365968</p>
Förvaring/transport	Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på nästa transport. Ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 24 h.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle sjukhus
Referensintervall	Negativt svar
Svarstid	Analysen utförs vardagar
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kontakta laboratoriet om efterbeställning önskas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	<p>Besvaras negativt eller positivt. Positivt svar preliminärsvaret skriftligt, skickas till Akademiska Sjukhuset, Uppsala för verifiering och slutsvaras med tillägg av verifieringsanalyserna och tolkning.</p>

Medicinsk bakgrund/indikation	<p>Hepatit C-virus (HCV) är den vanligaste orsaken till leversjukdom. Många HCV-infektioner är asymptomatiska och det är svårt att ställa en klinisk diagnos. Därför är screeninganalyser av största vikt för att upptäcka infektioner. Infektion med HCV kan leda till akut och kronisk hepatit. Cirka 75–80 % av hepatit C-infektionerna utvecklas till kronisk sjukdom. Kronisk hepatit kan leda till cirros och hepatocellulärt karcinom. Tidigt påvisande av anti-HCV är första steget vid hanteringen av kronisk hepatit och vid selektering av patienter som har behov av behandling.</p> <p>Screeningmetod för påvisandet av antikroppar mot Hepatit C.</p> <p>Positiva prover skickas för verifiering (HCV PCR och/eller HCV ICT (Geenius)).</p>
-------------------------------	---

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-03-23	7	Lagt till rubrik revideringar. Förtydligat beställning med elektroniska remisser.
2024-04-03	8	Tar bort rekommendation av rör utan gel (röd propp) vid provtagning då de ej kommer att kunna centrifugeras på p471 i den nya automationen pga. lägre rekommenderat g-tal. Lägger till rörtyp och art. nr. för provtagning.