

Provtagningsanvisning Cytologi Ascites - Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller Pappersremiss: Allmän Cytologi
Provtagning	<p>Använd:</p> <ul style="list-style-type: none"> Flaska med skruvlock 100 mL Flaska med skruvlock 250 mL <p>Provet: Lämplig mängd 100 mL, dock ej mer än 200mL. Vid blodigt exsudat tillsätts 1 mL heparin/200mL exsudat. Använd Heparin 5000IE/mL. Låt patienten rotera några varv i sängen eller gå några steg före tappning för att undvika sedimentation av cellerna.</p> <p>Pappersremiss/Elektronisk remiss</p> <ul style="list-style-type: none"> Fyll i pappersremiss/elektronisk remiss med adekvata uppgifter om kliniska fynd och frågeställning. Glöm ej att skriva ditt namn, klinik och sjukhus. Ange antal burkar på remissen/elektroniska remissen. Vid förfrågningar kontakta vår enhet, tfn 026-15 55 55
Förvaring/Transport	<p>Vätskan ska förvaras i kylskåp.</p> <p>Lämnas under laboratoriets öppettider (måndag-fredag kl. 8.00–16.00) till enheten för Klinisk Patologi och Cytologi. Övriga tider lämnas provet till Laboriemedicins provinlämning på plan 3.</p>
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt

Svarstid	Vanligen inom 5 arbetsdagar (måndag-fredag)
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kompletterande analys i form av immunhistokemisk analys på cellblock sker utifrån cytodiagnostikers/patologläkares bedömning. Eftergranskning av preparat sker på begäran.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Inga övriga kommentarer
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstänkt malignitet pga ökad mängd ascites.

Revideringar

Datum	Revisions nr	Ändring
2024-03-20	7	Lagt till tabell för revideringar. Lagt till stycke "Pappersremiss/Elektronisk remiss" till avsnitt Provtagning.