

Provtagningsanvisning Cytologi Ascites - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller Pappersremiss: Allmän Cytologi
Provtagning	<p>Använd:</p> <ul style="list-style-type: none"> Flaska med skruvlock 100 mL Flaska med skruvlock 250 mL <p>Provet: Lämplig mängd 100 mL, dock ej mer än 200mL. Vid blodigt exsudat tillsätts 1 mL heparin/200mL exsudat. Använd Heparin 5000IE/mL. Låt patienten rotera några varv i sängen eller gå några steg före tappning för att undvika sedimentation av cellerna.</p>
Förvaring/Transport	<p>Vätskan ska förvaras i kylskåp.</p> <p>Lämnas under laboratoriets öppettider (måndag-fredag kl. 8.00–16.00) till enheten för Klinisk Patologi och Cytologi. Övriga tider lämnas provet till Laboratoriemedicins provinlämning på plan 3.</p>
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Vanligen inom 5 arbetsdagar (måndag-fredag)
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	<p>Kompletterande analys i form av immunhistokemisk analys på cellblock sker utifrån cytodiagnostikers/patologläkares bedömning.</p> <p>Eftergranskning av preparat sker på begäran.</p>
Patientinformation	Ej tillämpligt

Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Inga övriga kommentarer
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstänkt malignitet pga ökad mängd ascites.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet