

## Provtagningsanvisning Cytologi Borstprov - Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län</li> <li>eller</li> <li>Pappersremiss: <a href="#">Allmän Cytologi</a></li> </ul>
Provtagning	<p>Använd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CytoRich Red provtagningsburk 10mL. Provtagningsburk tillhandahålls av Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi.</li> </ul> <p>Provet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Efter provtagning knipsas borsten av och förs över till provtagningsburken (borsten ska ligga kvar i burken). Skaka burken väl.</li> </ul>
Förvaring/Transport	Vätskan ska förvaras i kylskåp.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Vanligen inom 5 arbetsdagar (måndag-fredag)
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Nej
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstänkt malignitet.