

Underhållsprotokoll DCA Vantage, Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Signera i rutan

År:

Varje vecka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Rengör utsida instrument																											
Rengör kassettfacket (liten)																											
Rengör streckodsläsaren																											

Varje vecka	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Rengör utsida instrument																											
Rengör kassettfacket (liten)																											
Rengör streckodsläsaren																											

Vid behov Datum/Sign																											
Byte av luftfilter																											
Kalibrera pekskärm																											
Byte av säkring																											

Var tredje månad	Datum/Sign	Datum/Sign	Datum/Sign	Datum/Sign
Körning optisk testkassett				