

Provtagningsanvisning HTLV - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning HTLV	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Metodansvarig KKTM	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Antikroppar mot HTLV-1 och 2

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Smittester. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 3, Laboriemedicin Region Gävleborg)
Provtagning	7 mL venblod i gelrör, gul propp. BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566 Även 5 ml rör art. nr. 368498 kan användas.  Prov kan tas kapillärt. BD microtainer-rör med gel, gul propp art. nr. 365968
Förvaring/transport	Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på nästa transport. Ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 24 h.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle sjukhus
Referensintervall	Negativt svar
Svarstid	Analysen utförs vardagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kontakta laboratoriet om efterbeställning önskas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Besvaras negativt eller positivt. Blir provet positivt i screeningtest skickas det för verifiering till Örebro Universitetssjukhus och slutsvaras med tillägg av verifieringsanalys och tolkning.

Medicinsk bakgrund/indikation	HTLV 1/2 tillhör gruppen retrovirus och beskrevs på 1980-talet. Dessa finns lokalt i bl.a. Japan, delar av Afrika och den Amerikanska kontinenten. Virus sprids via blod, bröstmjölk och andra kroppsvätskor. HTLV-1 är associerat med adult T-cellsleukemi/ lymfom, tropisk spastisk pares, HTLV-1 associerad myelopati och en del autoimmuna sjukdomar. Betydelsen av HTLV-2 är fortfarande inte klarlagd. Screeningmetod för bestämning antikroppar mot human T-lymfotropvirus I och/eller II (HTLV- I och/eller II). Ingår i blodgivarscreening, donationsprov och infertilitetsutredning.
----------------------------------	--

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Dokumentet är framtaget av kvalitetssamordnare i samarbete med metodansvarig. Granskat av medicinskt ansvarig och kvalitetssamordnare.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-03-19	1	Nytt dokument anpassat utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok 09-79834. Ändrat till elektronisk remiss Cosmic.
2026-02-20	2	Dokumentansvar tas över av metodansvarig. Anger enbart funktion på medverkande och granskare, tar bort namn.