

Provtagningsanvisning Serum för frysning - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Serum för frysning	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Metodansvarig KKTM	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Serum för frysning

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Frysning av prov → Serum för frysning. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 3, Laboratoriemedicin Region Gävleborg)
Provtagning	5-7 mL venblod i rör utan tillsats, gul eller röd propp BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566 eller art. nr. 368498  eller BD Vacutainer –serumrör art. nr. 367819 eller art. nr. 369032 
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Ej tillämpligt
Ackrediterad	Ej tillämpligt
Efterbeställning	Ja, inom ett år. Kontakta laboratoriet om efterbeställning önskas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Provet förvaras fryst (-70 °C) i ett år
Medicinsk bakgrund/indikation	Ej tillämpligt

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Dokumentet är framtaget av kvalitetssamordnare i samarbete med metodansvarig. Granskat av medicinskt ansvarig och kvalitetssamordnare.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-03-19	1	Nytt dokument anpassat utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok 09-71272. Ändrat till elektronisk remiss Cosmic.
2026-02-20	2	Dokumentansvar tas över av metodansvarig. Anger enbart funktion på medverkande och granskare, tar bort namn.