

Provtagningsanvisning Vagina/Cervix/Uretra, odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Vagina/Cervix/Uretra, odling	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Vagina/Cervix/uretra, odling

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Genital diagnostik. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg) Anamnes: Dessa faktorer är viktigt att få med på remissen: - Indikationen för provtagningen - Symtom - Är patienten gravid - Provtagningslokalisering - Patientens allmäntillstånd och underliggande sjukdomar - Eventuell antibiotikabehandling (avslutad, pågående eller planerad med preparatnamn). Finns någon antibiotikaallergi?
Provtagning	Provtagningsmaterial: Provtagningspinne CP480CE regular E-Swab rosa: Artikelnr: 201515 Provtagningspinne CP483CE Uretra E-Swab orange: Artikelnr: 201514 Provtagningspinne CP482CE nasopharynx E-Swab blå: Artikelnr: 201520 Utförande: <u>Cervix:</u> Använd spekulum. För in provtagningspinnen i cervixkanalen och rotera. Berör ej vaginalslemhinnan så att provet kontamineras. Sätt ner pinnen i provtagningsröret och skruva åt korken. <u>Vagina:</u> Roterar pinnen mot slidväggen, 2-3 cm upp. Var noga med att föra isär ingången. Sätt ner pinnen i provtagningsröret och skruva åt korken. Vid GBS-screening rekommenderas att provet tas långt ner i vagina där GBS-förekomsten är högst <u>Uretra:</u> Gör ren uretramynningen med kompress. Tag provet genom att föra in pinnen 2-4 cm i uretra, rotera den försiktigt 3-5 sek. Sätt ner pinnen i provtagningsröret och skruva åt korken. På kvinnor tas prov från uretramynningen.
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport

Instruktion

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Vagina/Cervix/Uretra, odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

3(4)

Dokument ID: 09-898344

Giltigt t.o.m.: 2027-08-21

Revisionsnr: 1

Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Slutsvar vanligen inom 2-4 vardagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Vid dessa odlingar rapporteras förekomst av luftvägspatogener såsom <i>betahemolytiska streptokocker (A, C, G)</i>, <i>Haemophilus influenzae</i> och <i>Streptococcus pneumoniae</i> eller annan patogen som kan sättas i samband med anamnesen. Gravida screenas alltid för förekomst av <i>grupp B streptokocker (GBS)</i>. Relevanta fynd art- och resistensbestäms. Vid misstanke om svampinfektion ska alltid separat svampodling beställas. Observera att sexuellt överförda infektioner (<i>C. trachomatis</i>, <i>N.gonorrhoeae</i>, <i>syphilis</i>, <i>Mycoplasma genitalium</i>) och vissa bakterier som <i>Mycoplasma hominis</i> och <i>Ureaplasma urealyticum</i> inte kan detekteras vid vanlig genital odling utan kräver riktad diagnostik.
Medicinsk bakgrund/indikation	- vaginal flytning, eventuellt med klåda och smärtor i underlivet - screening för grupp B streptokocker (GBS) hos gravid inför förlossning eller vid fosterdöd - misstanke om endometrit - flytning ur uretra, eventuellt med klåda, tyngdkänsla eller smärta i underlivet hos män - misstanke om bakteriell prostatit OBS! Diagnosen bakteriell vaginos är en klinisk diagnos, varför värdet av odling är tveksamt och vi avråder från provtagning för sådana odlingar.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-08-18	1	Nytt dokument utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok. 09-797375. Ändrar till journalsystem Cosmic och lägger till sökväg i Cosmic.