

Provtagningsanvisning Candidozyma auris (fd. Candida auris) - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Candidozyma auris (fd. Candida auris)	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Biträdande vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Biträdande vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Candidozyma auris (fd. Candida auris) screening

Remiss	<p>Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi - Screening resistent agens. Alt. hittas via sökfunktionen.</p> <p>Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg).</p>
Provtagning	<p>Provtagningsmaterial: Provtagningspinne CP480CE regular E-Swab rosa, artikelnr 201515</p>  <p>Provlokaler för screening är alltid båda axillerna och båda ljumskarna. Samma provtagningspinne används för samtliga fyra lokaler. Vid behov kan provtagningspinnen fuktas lätt med steril NaCl innan provtagningen. Gnugga alla sidor av provtagningspinnens yta i båda axillerna genom att svepa pinnen fram och tillbaka fem gånger i varje axill. Använd samma provtagningspinne och gnugga alla sidor av provtagningspinnen i båda ljumskvecken genom att svepa pinnen fram och tillbaka fem gånger i varje ljumskveck. Efter provtagningen sätts pinnen omedelbart ner i transportmediet.</p> <p>I vissa fall kan andra provtagningslokaler vara aktuellt, till exempel näsa, urin, sår eller infarter. För provtagningsanvisningar se Provtagningsanvisning Svampodling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg</p>
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Växt/ingen växt
Svarstid	Positiva prover svaras vid växt och förstagångsfynd telefonbesvaras. Negativa prover svaras efter 7 dagar.

Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan ej efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Sjukdomsinformation om Candidozyma auris-infektion — Folkhälsomyndigheten
Medicinsk bakgrund/indikation	<p><i>Candidozyma auris</i> (fd. <i>Candida auris</i>) är en jästsvamp som kan kolonisera individer asymtomatiskt men även orsaka allvarliga infektioner. Svampen är ofta resistent mot flera antisvampläkemedel vilket försvårar behandlingen. <i>C. auris</i> har dessutom en förmåga att sprida sig i sjukhusmiljöer och har i flera fall orsakat stora utbrott. Det är därför viktigt att tidigt identifiera bärarskap för att förhindra smittspridning. Vid fynd av <i>C. auris</i> ska vårdhygien omgående kontaktas för råd. Se även Screening för resistent agens - Rutin - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg</p> <p>Förstagångsfynd vidarebefordras till referenslaboratorium för artverifiering och resistensbestämning.</p>

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvariga samt granskad av medicinskt ansvariga.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2026-01-27	1	Nytt dokument.
2026-03-17	2	Uppdaterat remissinformation och korrigerat provtagningslokal.