


## Provtagningsanvisning Stickskada, exponerad personal - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	<p>Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Stickskada, Stickskada, exponerad personal. (Reservrutin pappersremiss, Remiss 3, Laboratoriemedicin Region Gävleborg.)</p> <p>För korrekt svarshantering ska Infektionsmottagningen alt. företagshälsovård anges som beställare.</p>
Provtagning	<p>7 mL venblod i gelrör, gul propp. BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566 Även 5 ml rör art. nr. 368498 kan användas.</p>  <p>Prov kan tas kapillärt. BD microtainer-rör med gel, gul propp art. nr. 365968</p>
Förvaring/Transport	<p>Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på transport om provet inte når Laboratoriemedicins provmottagning i Gävle inom 1 dygn från provtagning</p>
Analyserande laboratorium	<p>Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle</p>
Referensintervall	<p>Ej tillämpligt</p>
Svarstid	<p>Ej tillämpligt</p>
Ackrediterad	<p>Ja</p>
Efterbeställning	<p>Kan inte efterbeställas</p>
Patientinformation	<p>Ej tillämpligt</p>
Biobanksprov	<p>Ja</p>

Kommentarer/Övrig upplysning	Beställs som ”Stickskada, exponerad personal”, se <a href="#">Stick- och skärskador samt blodstänk. Åtgärder och handlingsprogram</a> Provet förvaras fryst (-20 °C) i ett år
Medicinsk bakgrund/indikation	Exponerad personal, vid stickskada

## Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-01-16	7	Lagt till rubrik revideringar.
2023-03-23	8	Förtydligt beställning med elektroniska remisser.
2023-05-04	9	Ändrat till Remiss 3
2024-04-03	10	Tar bort rekommendation av rör utan gel (röd propp) vid provtagning då de ej kommer att kunna centrifugeras på p471 i den nya automationen pga. lägre rekommenderat g-tal. Läger till rörtyp och art. nr. för provtagning.

Kopians giltighet garanteras endast för utskriftsdatumet