

Provtagningsanvisning Helicobacter pylori antigen - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Helicobacter pylori antigen	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Klinisk mikrobiologi Gävle
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Helicobacter pylori antigen

Remiss	<p>Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Fecesdiagnostik → Helicobacter pylori antigen. Alt. hittas via sökfunktionen.</p> <p>(Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboriemedicin Region Gävleborg)</p>
Provtagning	Fecesburk med sked 0,5 g (2 skedar) färsk avföring
Förvaring/transport	Provet kan förvaras i rumstemperatur och skickas inom två dygn. Efter tre dygn skall provet förvaras i 4-8°C. Vid längre transporttid/förvaring skall provet frysas i -20°C.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Analyseras 1-2 gånger per vecka
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	<p>För att undvika falskt negativt resultat ska prov tas tidigast 2 veckor efter utsättande av protonpumpshämmare och 4 veckor efter avslutad antibiotikabehandling.</p> <p>Påvisat Helicobacter pyloriantigen föranleder inte i sig eradikeringsförsök. Testresultatet ska tolkas tillsammans med kliniska data och/eller andra diagnostiska undersökningar.</p> <p>Svarstolkning: Helicobacter pylori antigen påvisat/ej påvisat/gränsvärde Tilläggsundersökning: Fecesodling, C.difficile eller Norovirus.</p>
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om Helicobacter pylori-infektion.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Vid behov av kommunicering om ändringar i dokumentet utses relevanta kvalitetssamordnare som extra uppföljare på dokumentet. Dessa ansvarar sedan för att ändringarna kommuniceras inom berörda verksamhetsområden.

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-04-09	1	Nytt dokument, anpassat till uppdaterad dokumentstyrning. Uppdatering av titel. Ändrat till Elektronisk remiss Cosmic. Ersätter dok 09-79582.
2026-03-26	2	Ändrat namn till endast funktion under rubrik medverkande och granskare. Lagt till info under kommunikation och implementering.