

## Provtagningsanvisning Bikarbonat (CO<sub>2</sub>) i dialysvätska

Remiss	Elektronisk remiss från Journalsystem inom Gävleborg eller Pappersremiss Klinisk Kemi Gävleborg
Provtagning	5 mL plaströr  Fyll röret så fullt som möjligt och korka omedelbart Lämna för analys omgående Vid lufttillträde minskar CO <sub>2</sub> -halten snabbt
Förvaring/Transport	Prov kan transporteras i rumstemperatur
Medicinsk bakgrund/Indikation	Kontroll av dialysvätska
Analyserande laboratorium	Enheten för klinisk Kemi i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Referensintervall	Ej applicerbart
Svarstid	Dagligen
Ackreditering	Ja
Tilläggsundersökning	Ej tillämpligt
Patientinformation	
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	