

Provtagningsanvisning Konjunktiva, odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Konjunktiva, odling	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Konjunktiva, odling

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Sår och övriga sekret. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg) Anamnes: Beskriv aktuella besvär, ev. immunsuppression, grundsjukdom, antibiotikabehandling och ev. allergi mot antibiotika.
Provtagning	OBS! Vid keratitmisstanke se separat provtagningsanvisning. Provtagningsmaterial: Provtagningspinne CP480CE regular E-Swab rosa: Artikelnr: 201515 Provtagningspinne CP483CE Uretra E-Swab orange: Artikelnr: 201514 Provtagningspinne CP482CE nasopharynx E-Swab blå: Artikelnr: 201520 Utförande: Före provtagningen ska provtagningsområdet mekaniskt rengöras om möjligt. Prov tas med provtagningspinne från konjunktivalsäcken. Undvik att vidröra huden kring ögat med provtagningspinnen vid provtagningen.
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Slutsvar vanligen inom 2-4 vardagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig uppllysning	Bakteriell konjunktivit orsakas framför allt av luftvägspatogena bakterier (<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus</i>

Instruktion

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Konjunktiva, odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård
Region Gävleborg

3(3)

Dokument ID: 09-899026

Giltigt t.o.m.: 2026-09-08

Revisionsnr: 1

	<i>influenzae</i> och <i>Moraxella catarrhalis</i>) samt <i>Staphylococcus aureus</i>. Hos kontaktlinzbärare kan <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, andra gramnegativa stavar och ibland lågpatogena bakterier vara av betydelse. Potentiellt patogena bakterier art- och resistensbestäms. Resistensbestämning är ingen uppmaning till behandling. Vid misstanke om <i>Gonokocker</i>, <i>Chlamydia trachomatis</i> eller virusorsakad konjunktivit se respektive provtagningsanvisning.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstänkt bakteriell konjunktivit

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-08-29	1	Nytt dokument utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok. 09-789539. Ändrar till journalsystem Cosmic och lägger till sökväg i Cosmic.