

Provtagningsanvisning Clostridioides difficile - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Clostridioides difficile	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Påvisning av toxingen

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Feces. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg)
Provtagning	Faecesburk med sked > 2 mL färsk och lös* avföring. Fyll röret till 1/3. Den kliniska relevansen av att analysera faeces i fast form är tveksam. * Provet ska forma sig efter provtagningskärlets väggar. Konsistens Typ 5-7 enligt "Bristol Stool Chart" analyseras.
Förvaring/transport	Prov bör transporteras och förvaras kylt i 2-8°C och är då hållbart upp till 2 dygn. Provet skickas snarast till laboratoriet.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Påvisat / Ej påvisat
Svarstid	Analysen utförs alla dagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan efterbeställas inom 2 dygn.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om diarré orsakad av C. difficile, t.ex. antibiotika-associerad diarré/kolit eller pseudomembranös kolit. Dubbel- och trippelprov samt kontrollprov är ej indicerat.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig. Även granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-11-03	1	Nytt dokument anpassat utifrån uppdaterad dokumentstyrning. Ersätter dok. 09-79583. Ändrat journalsystem och lagt till sökväg i Cosmic.