

Provtagningsanvisning Histologi Grov- mellannålsbiopsi - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller remiss PAD histopatologi
Provtagning	<p>Lever, njure, prostata, bröst, lunga, pankreas.</p> <p>Ange på anamnesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adekvata uppgifter i förhållande till det prov som tas • Ange antal biopsier • Lokalisation - överensstämmande remiss och burkarnas numrering • Frågeställning <p>Provet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ca 2 cm långa biopsier • För att undvika att biopsierna fragmenteras under transporten läggs dessa mellan pads före fixering. • Biopsier från olika lokalisationer placeras i numrerade burkar med varje preparats lokalisation angiven på burk och remiss
Förvaring/Transport	Provet fixeras i 4 % formaldehyd. Provet läggs i rikligt med lösning (10x preparatets volym)
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Snabbsvar inom 5 arbetsdagar Rutin inom 20 arbetsdagar
Ackrediterad	Biopsier från bröst ingår i ackrediteringen Biopsier från övriga organ ingår ej

Provtagningsanvisning

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Histologi Grov- mellannålsbiopsi - Hälso- och sjukvård
Region Gävleborg

2(2)

Dokument ID: 09-64468

Giltigt t.o.m.: 2025-10-31

Revisionsnr: 5

Efterbeställning	Vid eventuell efterbeställning, kontakta Patologen
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/indikation	Grov-mellannålsbiopsi tas ofta från parenkymatösa organ för att undersöka tumör-förändringar (kirurgiska biopsier). Grov-mellannålsbiopsier kan också tas för att undersöka metabola, cirkulatoriska, degenerativa och inflammatoriska tillstånd i lever och njure (medicinska biopsier). Vanliga frågeställningar är hepatit, gallvägssjukdom, cirrhos, glomerulonefrit, nefroskleros.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-10-23	5	Ändrat granskare, slutgranskare och fastställare.