

## Provtagningsanvisning Histologi Grov- mellannålsbiopsi Klinisk patologi och cytologi

Remiss	<a href="#">Histologi</a>
Provtagning/ provhantering	<p>Lever, njure, prostata, bröst, lunga, pankreas.</p> <p>Ange på anamnesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adevkata uppgifter i förhållande till det prov som tas.</li> <li>• Ange antal biopsier</li> <li>• Lokalisation - överensstämmande remiss och burkarnas numrering</li> <li>• Frågeställning</li> </ul> <p>Provet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca 2 cm långa</li> <li>• För att undvika att biopsierna fragmenteras under transporten läggs dessa mellan pads före fixering.</li> <li>• Biopsier från olika lokalisationer placeras i numrerade burkar med varje preparats lokalisation angiven på burk och remiss</li> </ul>
Förvaring/Transport	Provtagningsanvisning Histologiskt material KPC Fixeras i 4 % formaldehyd
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi
Ackreditering	<a href="#">Ackrediteringsomfattning klinisk patologi och cytologi</a>
Kommentarer/Övrig upplysning	Biobanksprov