

## Provtagningsanvisning konjunktiva, odling - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	<b>Remiss:</b> Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboriemedicin Region Gävleborg) <b>Anamnes:</b> Beskriv aktuella besvär, ev immunsuppression, grundsjukdom, antibiotikabehandling och ev allergi mot antibiotika.
Provtagning	OBS! Vid keratitmisstanke se separat provtagningsanvisning. <b>Provtagningsmaterial:</b> Provtagningspinne CP480CE regular E-Swab rosa: artikelnr: 201515 Provtagningspinne CP483CE Uretra E-Swab orange: artikelnr: 201514 Provtagningspinne CP482CE nasopharynx E-Swab blå: artikelnr: 201520 <b>Utförande:</b> Före provtagningen ska provtagningsområdet mekaniskt rengöras om möjligt. Prov tas med provtagningspinne från konjunktivalsäcken. Undvik att vidröra huden kring ögat med provtagningspinnen vid provtagningen.
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Slutsvar vanligen inom 2-4 vardagar
Ackrediterad	Ja

Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	<p>Bakteriell konjunktivit orsakas framför allt av luftvägspatogena bakterier (<i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Haemophilus influenzae</i> och <i>Moraxella catarrhalis</i>) samt <i>Staphylococcus aureus</i>. Hos kontaktlinsebärare kan <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, andra gramnegativa stavar och ibland lågpatogena bakterier vara av betydelse. Potentiellt patogena bakterier art- och resistensbestäms. Resistensbestämning är ingen uppmaning till behandling.</p> <p>Vid misstanke om <i>Gonokocker</i>, <i>Chlamydia trachomatis</i> eller virusorsakad konjunktivit se respektive provtagningsanvisning.</p>
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstänkt bakteriell konjunktivit

## Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-09-18	1	Ny provtagningsanvisning