

Provtagningsanvisning Multiresistenta bakterier MRB - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Resistenta bakterier. (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2, Laboriemedicin Region Gävleborg) För korrekt hantering och bedömning av provet är följande remissuppgifter viktiga: • Provtagningslokal vid beställning av 'MRSA screen sårsekret', och 'MRSA/VRE/MRG screen övrigt provmaterial', • Ev. information rörande i vilket skede av patientens vistelse på vårdenhets som provet tas (t.ex. veckoscreen, utskrivningsscreen, uppföljningsscreen)								
Provtagning	E-swab med provtagningspinne Sökord i procedo: <i>e-swab</i>  Vid behov av fuktad pinne använd sterilt koksalt eller vätska ur provtagningsröret <table border="0"> <tr> <td>MRSA</td><td></td></tr> <tr> <td>Näsa</td><td> • Roterar provpinnen på den hudbeklädda delen av näsöppningen </td></tr> <tr> <td>Svalg</td><td> • Pressa provtagningspinnen mot vardera tonsillen och för den upp och ner ett par gånger. </td></tr> <tr> <td>Perineum</td><td> • Roterar pinnen på området framför anus. </td></tr> </table>	MRSA		Näsa	• Roterar provpinnen på den hudbeklädda delen av näsöppningen	Svalg	• Pressa provtagningspinnen mot vardera tonsillen och för den upp och ner ett par gånger.	Perineum	• Roterar pinnen på området framför anus.
MRSA									
Näsa	• Roterar provpinnen på den hudbeklädda delen av näsöppningen								
Svalg	• Pressa provtagningspinnen mot vardera tonsillen och för den upp och ner ett par gånger.								
Perineum	• Roterar pinnen på området framför anus.								

	Sår/eksem - Rengör såret först. Roterare därefter pinnen i sårkanten/sårbotten. Skriv på remiss lokalisering av sår. Insticksställe som CVK, venflon, PEG, dränage - Rengör insticksstället. Roterare pinnen runt insticksstället. Skriv på remiss vilken typ av insticksställe Urin från KAD - Ta urinprov som vid urinodling. För provtagningsmaterial, se anvisning för Urinodling VRE, ESBL Faeces - Pinnprov tas från ändtarmen direkt efter avföring, alternativt doppas pinnen i färsk avföring.
Förvaring/Transport	Förvara kylt i väntan på transport
Analyserande laboratorium	Klinisk Mikrobiologi, Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	MRSA- och VRE-prov svaras vanligen inom 1-4 dagar från ankomst till laboratoriet, där negativa prover svaras efter 1-2 dagar och positiva prover kräver 1-2 dagar till. Någon dags fördröjning på svaret kan ske om provet skickas till laboratoriet i slutet på arbetsveckan. Positiva MRSA- samt VRE-prover telefonbesvaras alltid. Multiresistenta gramnegativa bakterier svaras vanligen inom 1-4 dagar från ankomst till laboratoriet. Negativa svar kan oftast lämnas snabbare än positiva då de inte kräver verifierande tester.
Akrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas

Patientinformation	Ej tillämplig
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Se även Smittskydd A-Ö – Region Gävleborg , Dokument och Rutiner Vårdhygien – Region Gävleborg
Medicinsk bakgrund/Indikation	Screening enligt Smittskyddsenhetens anvisningar

Revideringar

Datum	Revisions nummer	Ändring
2024-09-10	7	Lagt till rubriken revideringar. Förtydligat vilka remisser som skall användas och vad för information som önskas följa med på remissen. Lagt till länkar i Kommentarer/Övrig upplysning.