

## Provtagningsanvisning Duodenumbiopsi - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller <a href="#">remiss PAD histopatologi</a>
Provtagning	<p>Ange på remiss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insändaren anger indikation för provtagning (anamnes inklusive Glutenfri-diet, relevanta lab-parametrar (coeliaki) och information om medicin(NSAID´s))</li> <li>• Endoskopiska fynd och bedömning anges.</li> </ul> <p>Provet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det tas åtminstone 4 biopsier från olika delar (distala och proximala) av duodenum. Proximala delar och distala biopsier placeras i olika burk.</li> <li>• Biopsier fixeras omedelbart i 10 % neutral buffrad formalin (4 % formaldehyd).</li> </ul>
Förvaring/transport	Provet fixeras i 4 % formaldehyd, 10x preparatets storlek
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	20 arbetsdagar. Analysen utförs vardagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Om eventuell extra immunohistokemisk färgning begärs, kontakta laboratoriet.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Inga övriga kommentarer
Medicinsk bakgrund/indikation	Indikation om coeliaki, annan inflammationsutredning eller malignitetsutredning.

## Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-05-10	4	Lagt till rubriken Revideringar. Ändrat upprättare och slutgranskare.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet