


Provtagningsanvisning Urea, Kreatinin och Glukos, Dv(PD)- Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

| | |
|-------------------------------|---|
| Remiss | Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg (skriv för hand under dialysat) |
| Provtagning | PD-vätska i plaströr med skruvkork.  |
| Förvaring/Transport | Transport till analyserande lab samma dag. PD-vätska behöver inte centrifugeras. |
| Analyserande laboratorium | Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall |
| Referensintervall | Referensintervall för Urea, Kreatinin och Glukos i PD-vätskor saknas. |
| Svarstid | Dagligen |
| Ackrediterad | Ja |
| Efterbeställning | Kan inte efterbeställas. |
| Patientinformation | Ej tillämpligt |
| Biobanksprov | Nej |
| Kommentarer/övrig upplysning | Ej tillämpligt |
| Medicinsk bakgrund/indikation | Test till PD-PET, Peritonealt Ekvilibrums Test för att ordinera en individuellt anpassad och för patienten optimal peritoneal dialysbehandling. |

Revideringar

| Datum | Revisionsnummer | Ändring |
|------------|-----------------|---|
| 2022-09-26 | 5 | Återaktivering. Lagt till rubriken revideringar. |
| 2024-04-19 | 6 | Uppdaterat titel enligt harmonisering av benämning utifrån rekommenderat rapportnamn. |

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet