


# Provtagningsanvisning Stickskada, misstänkt smittkälla - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

<b>Titel:</b> Provtagningsanvisning Stickskada, misstänkt smittkälla	<b>Dokumentkategori:</b> Instruktion	<b>Omfattning:</b> Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
<b>Dokumentägare:</b> Vårdenhetschef KML	<b>Dokumentansvarig:</b> Kvalitetssamordnare KML	<b>Beslutsinstans:</b> Vårdenhetschef KML
<b>Diarienummer:</b> Ej tillämpligt.		<b>Datum för översyn:</b> Se giltigt t.o.m.

## Här ingår HIV, Hepatit B och Hepatit C

Remiss	<p>Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Stickskada → Stickskada, misstänkt smittkälla. Alt. hittas via sökfunktionen.</p> <p>Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 3, Laboratoriemedicin Region Gävleborg)</p> <p>För korrekt svarshantering ska Infektionsmottagningen alt företagshälsovård anges som beställare.</p>
Provtagning	<p>7 mL venblod i gelrör, gul propp. BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566 Även 5 ml rör art. nr. 368498 kan användas.</p>  <p>Prov kan tas kapillärt. BD microtainer-rör med gel, gul propp art. nr. 365968</p>
Förvaring/transport	<p>Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på nästa transport. Ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 24 h.</p>
Analyserande laboratorium	<p>Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle sjukhus</p>
Referensintervall	<p>Negativt svar</p>
Svarstid	<p>Analysen utförs helgfria vardagar. Prover som anländer till labb före kl. 12.00 vardagar, analyseras och besvaras innan kl. 12.00 nästa vardag.</p>
Ackrediterad	<p>Ja</p>
Efterbeställning	<p>Se provtagningsanvisningar för HIV, Hepatit B och Hepatit C.</p>
Patientinformation	<p>Ej tillämpligt</p>
Biobanksprov	<p>Ja</p>
Kommentarer/övrig upplysning	<p>Beställs som "Stickskada, misstänkt smittkälla, se <a href="#">Stick- och skärskador samt blodstänk. Åtgärder och handlingsprogram</a></p>

Medicinsk bakgrund/indikation	Se provtagningsanvisningar för HIV, Hepatit B och Hepatit C. Tas vid stick- och skärskador samt blodstänk.
-------------------------------	---

## Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

## Medverkande och granskare

Dokumentet är framtaget i samarbete med och granskat av Anna Engvall, metodansvarig. Granskat av Christine Lannsjö, Systemadministratör CGM Analytix samt Anna Heydecke, medicinskt ansvarig.

## Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-03-19	1	Nytt dokument anpassat utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok 09-71310. Ändrat till elektronisk remiss Cosmic.