

Provtagningsanvisning Chlamydia trachomatis PCR - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Region Gävleborg eller pappersremiss Remiss 2 Mikrobiologi Laboratoriemedicin Region Gävleborg
Provtagning	<p>Provtagningsset: Provpinne och PCR-medium för Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae</p> <p>Cervix/vagina: <i>Cobas® PCR Media Uni Swab Sample Kit</i> Art.nr 1041721 <i>Cobas® PCR Media Dual Swab Sample Kit</i> Art.nr.1041722</p> <p>Urin: <i>Cobas® PCR Urin sample packet</i> Art.nr. 223484 samt fabriksren bägare.</p> <p>Övrig provtagning (uretra, ögon, svalg, rectum): <i>Cobas® PCR Media Uni Swab Sample Kit</i> Art.nr 1041721</p> <p>Om tillhörande provtagningspinne upplevs vara för tjock använd flockad nasopharynxpinne. Art.nr:201508</p> <p>Samtliga provtagningsmaterial beställs via Proceedo.</p> <p>Urin: Patienten bör ej ha kissat 1-2 timmar innan provtagningen. Den första portionen, 10-20 ml av urinen samlas i plastmugg och överförs omgående med medföljande engångspipetten till röret med PCR-medium. Fyll röret med urin upp till de markerade linjerna. Skruva på korken och vänd röret 5 gånger för att blanda innehållet väl.</p> <p>Vagina: För in pinnen 5 cm i vagina rotera pinnen utmed slidans vägg i ca 30 sekunder. Stoppa sedan provtagningspinnen i PCR-mediet och bryt av pinnen vid markeringen.</p> <p>Cervix: Avlägsna överflödigt sekret runt cervixöppningen med hjälp av den ena pinnen,</p>

Provtagning	<p>som sedan kastas. Den andra provtagningspinnen roteras i cervixkanalen 5-10 sekunder. Stoppa ner pinnen i PCR-mediet och bryt av pinnen vid markeringen.</p> <p>Övrig provtagning</p> <p>Uretra: Provtagningspinnen införes 3-4 cm på män och roteras i ca 5 sekunder. Stoppa sedan provtagningspinnen i PCR-mediet och bryt av pinnen vid markeringen.</p> <p>Ögon: Efter rengöring, dra provtagningspinnen längs insidan av nedre ögonlocket. Pinnen stoppas i PCR-mediet och bryts av vid markeringen.</p>
Förvaring/Transport	<p>Provet förvaras i kylskåps- eller rumstemperatur och bör skickas med nästkommande transport. Provet bör vara på laboratoriet inom en vecka.</p>
Analyserande laboratorium	<p>Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus</p>
Referensintervall	<p>Ej tillämpligt</p>
Svarstid	<p>Ca 2-5 dagar efter ankomst till laboratoriet</p>
Akrediterad	<p>Ja</p>
Efterbeställning	<p>Kan inte efterbeställas</p>
Patientinformation	<p>Prov ska ej tas under menstruation. Förekomst av blod samt överflödigt slem kan störa analysen.</p>
Biobanksprov	<p>Nej</p>
Kommentarer/övrig upplysning	<p>Analyseras samtidigt med N.gonorrhoeae. Rekommenderat provtagningsmaterial på kvinnor är vagina och cervix.</p> <p>Chlamydiaprov tas tidigast 10 dagar efter smittotillfället.</p> <p>Kontroll efter behandling tas tidigast 4 veckor efter avslutad behandling.</p> <p>Vid misstanke om Chlamydia trachomatis av LGV-typ (Lyfograduloma venerum) ska det tydligt anges på remissen.</p>
Medicinsk bakgrund/Indikation	<p>Vid misstanke om infektion med gonokocker eller Chlamydia trachomatis.</p>