












Rekommenderad rörföljd - Laboratoriemedicin

Färgguide	Rörtyper
 Blododling	Blododlingsflaskor
 Ljusblå propp	Na-citratrör
 Röd propp	Rör utan tillsats
 Gul propp	Serumrör med gel
 Grön propp	Litium-heparinrör utan gel (LH) Natrium-heparinrör utan gel (NH)
 Mintgrön propp	Litium-heparinrör med gel
 Blodgasspruta	Elektrolytbalanserat Heparin
 Lila propp	EDTA-rör
 Svart/beige propp	Cell-free DNA BCT
 Grå propp	Na- fluorid/Na - Heparin (FH) K - Oxalat / Na - Fluorid (FX)
 Rosa propp	FC-Mixturerör
 Ljusgul propp	ACD-A rör