




## Rekommenderad rörföljd - Laboratoriemedicin

Färgguide	Rörtyper
 Blododling	Blododlingsflaskor
 Ljusblå propp	Na-citratrör
 Röd propp	Rör utan tillsats
 Gul propp	Serumrör med gel
 Grön propp	Litium-heparinrör utan gel/ Natrium-heparinrör utan gel
 Mintgrön propp	Litium-heparinrör med gel
 Lila propp	EDTA-rör
 Grå propp	Natriumfluoridrör
 Rosa propp	FC-Mixturerör

Rölföljd enligt BDs rekommendationer