

Provtagningsanvisning Biopsi, benfragment - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Allmän aerob och anaerob odling efter anrikning

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller Remiss 2 Klinisk Mikrobiologi Laboriemedicin
Provtagning	Sterilt rör med några droppar steril NaCl-lösning Provmaterial förs ned sterilt i provrör. Ange provtagningsställe och eventuell antibiotikabehandling på remiss
Förvaring/Transport	Provet transporteras omgående till laboratoriet, förvaras kylt i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej Tillämpligt
Svarstid	Slutsvar efter 10 dagar vid negativ odling.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej Tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Alla bakteriefynd besvaras. Vid önskan om förlängd odlingstid skrivs detta på remissen. Odlingstid förlängs då från 8 dagar till 14 dagar med slutsvar 16 dagar efter provets ankomst till lab.
Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstanke om bakterieorsakad infektion