

Provtagningsanvisning Biopsi, benfragment

Allmän aerob och anaerob odling efter anrikning

Remiss	Remiss 2 Klinisk Mikrobiologi Laboriemedicin
Provtagning	Sterilt rör med några droppar steril NaCl-lösning Provmaterial förs ned sterilt i provrör. Ange provtagningsställe och eventuell antibiotikabehandling.
Förvaring/Transport	Provet transporteras omgående till laboratoriet, förvaras kylt i väntan på transport.
Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstanke om bakterieorsakad infektion
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	
Svarstid	Slutsvar efter 10 dagar vid negativ odling.
Ackreditering	Ja
Tilläggsundersökning	
Patientinformation	
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Alla bakteriefynd besvaras.