

Provtagningsanvisning Biopsi, benfragment - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Allmän aerob och anaerob odling efter anrikning

| | |
|---------------------------|---|
| Remiss | <p>Remiss: Elektronisk remiss från Soarian eller PMO/LabCenter. (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg)</p> <p>Anamnes: Ange provtagningsställe, eventuell pågående eller planerad antibiotikabehandling, och om provet är taget inför benbanksdonation på remiss. Ange även om det önskas förlängd odlingstid (från 8 till 14 dagar).</p> |
| Provtagning | <p>För mindre vävnadsbitar eller främmande ortopediska material: Sterilt rundbottnat 10 ml rör med några droppar steril NaCl-lösning. Artikelnummer för rör i Proceedo: 1159356.</p> <p>För större vävnadsbitar eller främmande ortopediska material: Steril burk med några droppar steril NaCl-lösning. Artikelnummer i Proceedo: 200492</p> |
| Förvaring/Transport | Provet transporteras omgående till laboratoriet, förvaras kylt i väntan på transport. |
| Analyserande laboratorium | Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus |
| Referensintervall | Ej Tillämpligt |
| Svarstid | Slutsvar efter 10 dagar från ankomst till labb vid negativ odling. Om förlängd odling är önskat så sker slutsvar 16 dagar från ankomst till labb vid negativ odling. |
| Ackrediterad | Ja |
| Efterbeställning | Kan inte efterbeställas |
| Patientinformation | Ej Tillämpligt |
| Biobanksprov | Nej |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kommentarer/Övrig upplysning | Alla bakteriefynd besvaras. |
| Medicinsk bakgrund/Indikation | Misstanke om bakterieorsakad infektion |

Revideringar

| Datum | Revisions nummer | Ändring |
|------------|------------------|--|
| 2024-08-30 | 5 | Lagt till rubriken revideringar. Förtydligat vilka remisser som skall användas och vad som önskas ska stå med i anamnesen. Förtydligat vilka typer av provtagningskärl som skall användas. |
| 2024-09-25 | 6 | Nytt artikelnummer för rundbottnat 10ml rör i Proceedo. |