

Provtagningsanvisning Cytologi Bronskölvätska - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller Pappersremiss: Allmän cytologi
Provtagning	<p>Använd:</p> <ul style="list-style-type: none"> CytoRich Red provtagningsburk 10 mL. Provtagningsburk tillhandahålls av Enheten för Klinisk patologi och cytologi. <p>Provet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sekretet suggs upp via bronkoskopet och som skölvätska används NaCl-lösning. Låt provet sedimentera i minst 5 minuter. Tag 2–3 mL av sedimentet och för över till provtagningsburken. Skaka burken. <p>Pappersremiss/Elektronisk remiss</p> <ul style="list-style-type: none"> Fyll i pappersremiss/elektronisk remiss med adekvata uppgifter om kliniska fynd och frågeställning. Glöm ej att skriva ditt namn, klinik och sjukhus. Ange antal burkar på remissen/elektroniska remissen. <p>Vid förfrågningar kontakta vår enhet, tfn 026-15 55 55</p>
Förvaring/Transport	Vätskan ska förvaras i kylskåp.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk patologi och cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Vanligen inom 5 arbetsdagar (måndag–fredag)
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas

Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Inga övriga kommentarer
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstänkt malignitet

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2024-07-23	7	Lagt till tabell för revideringar. Tillägg angående Pappersremiss/Elektronisk remiss under rubrik Provtagning.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet